

# VELA Tango 700 & 700E

VELA Tango 700/700E är en komplett version av den välkända arbetsstolen från Vela. Användaren sitter extra skönt, får ökad rörelsefrihet och bättre utrymme att "gå framåt" i stolen samt lägre sitthöjd. Användaren får också extra stabilitet och ökad flexibilitet med bra och funktionella lösningar integrerade i designen. Stolen är modulärt uppbyggd och är därför perfekt för återanvändning, ombyggnad och är servicevänlig.

## Båda stolarna är tillgängliga i en hög och en låg modell

VELA Tango 700/700E har stora breda hjul som enkelt hanterar klinker och ojämna golvytor. Det nydesignade underredet ger ökad stabilitet och en lägre sitthöjd.

## Upplev en helt ny nivå av sittkomfort

Extra fokus ligger i detaljerna så att användaren som har stort behov av stöd och komfort får allt i ett och samma sittsystem.



**VELA Tango 700**

Active-sits, Medium



**VELA Tango 700E**

Active-sits, Large

|                                                      | VELA Tango 700                                                                                             | VELA Tango 700E                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Höjdställning</b><br>(kan ställas in i intervall) | Manuel, gas                                                                                                | Elektrisk                                                                                                  |
| <b>100 mm</b> , i intervall                          | 325-425 / 345-445 / 365-465 mm                                                                             | -                                                                                                          |
| <b>150 mm</b> , i intervall                          | 370-520 mm / <b>385-535 mm</b><br>405-555 mm / 425-575 mm                                                  | -                                                                                                          |
| <b>200 mm</b> , i intervall                          | 435-635 mm / 450-650 mm<br>470-670 mm / 490-690 mm                                                         | 350-550 mm / <b>365-565 mm</b><br>385-585 mm / 405-605 mm / 425-625 mm                                     |
| <b>300 mm</b> , i intervall                          | -                                                                                                          | 415-715 mm, 430 mm-730 mm<br>450-750 mm, 470-770 mm, 490-790 mm                                            |
| <b>Sitthöjd, Active-sits</b>                         |                                                                                                            |                                                                                                            |
| <b>100 mm</b> , i intervall                          | 385-485 mm / 405-505 mm / 425-525 mm                                                                       | -                                                                                                          |
| <b>150 mm</b> , i intervall                          | 430-580 mm / <b>445-595 mm</b><br>465-615 mm / 485-635 mm                                                  | -                                                                                                          |
| <b>200 mm</b> , i intervall                          | 495-695 mm / 510-710 mm<br>530-730 mm / 550-750 mm                                                         | 410-610 mm / <b>425-625 mm</b><br>445-645 mm / 465-665 mm / 485-685 mm                                     |
| <b>300 mm</b> , i intervall                          | -                                                                                                          | 475-775 mm / 490-790 mm<br>510-810 mm / 530-830 mm / 550-850 mm                                            |
| <b>Sitthöjd, Contour-sits</b>                        |                                                                                                            |                                                                                                            |
| <b>100 mm</b> , i intervall                          | 385-485 mm / 405-505 mm / 425-525 mm                                                                       | -                                                                                                          |
| <b>150 mm</b> , i intervall                          | 430-580 mm / <b>445-595 mm</b><br>465-615 mm / 485-635 mm                                                  | -                                                                                                          |
| <b>200 mm</b> , i intervall                          | 495-695 mm / 510-710 mm<br>530-730 mm / 550-750 mm                                                         | 410-610 mm / <b>425-625 mm</b><br>445-645 / 465-665 mm / 485-685 mm                                        |
| <b>300 mm</b> , i intervall                          | -                                                                                                          | 475-775 mm / 490-790 mm<br>510-810 mm / 530-830 mm / 550-850 mm                                            |
| <b>Sits</b>                                          |                                                                                                            |                                                                                                            |
| <b>Active-sits</b> , bredd x djup                    | X-small: 400 x 400 mm<br>Small: 440 x 440 mm<br>Medium: 470 x 470 mm<br>Large/X-large: 500 x 500 mm        | X-small: 400 x 400 mm<br>Small: 440 x 440 mm<br>Medium: 470 x 470 mm<br>Large/X-large: 500 x 500 mm        |
| <b>Contour-sits</b> , bredd x djup                   | X-small: 400 x 400 mm<br><b>Small: 440 x 440 mm</b><br>Medium: 470 x 470 mm<br>Large/X-large: 500 x 500 mm | X-small: 400 x 400 mm<br><b>Small: 440 x 440 mm</b><br>Medium: 470 x 470 mm<br>Large/X-large: 500 x 500 mm |
| <b>Ryggstöd</b>                                      |                                                                                                            |                                                                                                            |
| <b>Active-ryggstöd</b> , bredd x höjd                | X-small: 380 x 220 mm<br><b>Small: 380 x 300 mm</b><br>Medium: 400 x 400 mm<br>Large/X-large: 400 x 450 mm | X-small: 380 x 220 mm<br><b>Small: 380 x 300 mm</b><br>Medium: 400 x 400 mm<br>Large/X-large: 400 x 450 mm |
| <b>Contour-ryggstöd</b> , bredd x höjd               | Small: 360 x 380 mm<br>Medium: 390 x 430 mm<br>Large/X-large: 410 x 480 mm                                 | Small: 360 x 380 mm<br>Medium: 390 x 430 mm<br>Large/X-large: 410 x 480 mm                                 |
| <b>Mått och vikt</b>                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |
| <b>Sitstilt</b>                                      | 10° framåt, 15° bakåt                                                                                      | 10° framåt, 15° bakåt                                                                                      |
| <b>Ryggstödsvinkel</b>                               | 4° framåt, 22° bakåt                                                                                       | 4° framåt, 22° bakåt                                                                                       |
| <b>Höjdställning av ryggstöd</b>                     | 100 mm                                                                                                     | 100 mm                                                                                                     |
| <b>Armstöds kudde</b> (PU-skum), bredd x längd       | 90 x 300 mm                                                                                                | 90 x 300 mm                                                                                                |
| <b>Armstödshöjd</b> , höjdställning                  | 170-330 mm (fällbara armstöd är tillbehör)                                                                 | 170-330 mm (fällbara armstöd är tillbehör)                                                                 |
| <b>Avstånd mellan armstöd</b> , justerbart           | 380-520 mm                                                                                                 | 380-520 mm                                                                                                 |
| <b>Sitsrotation</b>                                  | 90° till höger/90° till vänster                                                                            | 90° till höger/90° till vänster                                                                            |
| <b>Underrede</b> , storlek                           | 550 x 550 mm                                                                                               | 550 x 550 mm                                                                                               |
| <b>Stolens vikt</b>                                  | 25,5 kg                                                                                                    | 33,6 kg                                                                                                    |
| <b>Rekommenderad användarvikt, max.</b>              | 130 kg                                                                                                     | 145 kg                                                                                                     |
| <b>Max belastning</b>                                | 160 kg                                                                                                     | 160 kg                                                                                                     |

**OBS!** Alla sitthöjder är avrundade till närmaste 0,5 cm och alla höjder har mätts utan viktbelastning.  
**\*Standard är markerat med fetstil**