

VELA Tango 700E

Ståstödsstol

Från sittande till stående – på ett säkert och tryggt sätt, även vid nedsatt benstyrka eller försämrad balans. Stolen har en kort sits med en upphöjd framkant som ger stöd vid uppresning.

Självständighet och rörlighet inom en mängd olika aktiviteter

Den goda stabiliteten möjliggör en aktiv arbetsställning i både hög och låg sittposition. Det korta sätet med upphöjd framkant gör att användaren kan sitta stadigt och säkert. Den låsbara bromsen gör att stolen står helt stabilt, vilket gör att alla aktiviteter kan utföras säkert och tryggt. Användare med nedsatt benstyrka eller rörelsesvårigheter kan enkelt justera sin sitt- och arbetshöjd med hjälp av den steglösa, elektriska höjddregleringen.

Stolen finns med ett brett utbud av tillbehör och elektriska lösningar, vilket gör det möjligt att anpassa den efter individuella behov.

Få trygghet och stöd när du arbetar stående

Tack vare det stabila chassit och centralbromsen är det säkert att stå med stöd av stolen samt att resa sig upp och sätta sig ner. Stolen har ett bra svankstöd och det låga ryggstödet ger fri rörlighet för rygg, axlar och armar under olika aktiviteter.



En VELA stol med många möjligheter

VELA Tango 700E ståstödsstol är en mångsidig stol som även lämpar sig för användare med övervikt. Det korta sätet ger stabilitet och stöd i en sittställning med öppen höftvinkel, vilket bidrar till god blodcirkulation i benen.

Den elektriska höjdjusteringen gör det möjligt för användaren att själv resa sig upp och sätta sig ner på ett kontrollerat sätt, vilket minskar risken för smärtsamma stötar.

Standardklädseln, Renewed Loop, består av 100 % återvunnen polyester (Oeko-Tex Standard 100 och EU Ecolabel). Tyget är hållbart, bekvämt att sitta på och enkelt att hålla rent.



	VELA Tango 700E Ståstöd
Höjdjustering , elektrisk	200 mm eller 300 mm rörelse
Bygghöjd (mätt från golv till undersida av sits)	vid 200 mm: 355–555 mm, 370–570 mm, 390–590 mm, 410–610 mm, 430–630 mm
Sitt höjd – följande höjd ska läggas till: Kap-sits: +60 mm	vid 300 mm: 415–715 mm, 430–730 mm , 450–750 mm, 470–770 mm, 490–790 mm
Alla sitthöjder är mätta utan viktbelastning	
Sits Bredd x djup	460 x 350 mm
Sitsvinkel	6° framåt, 3° bakåt
Sittdjup	370–440 mm
Rygg Bredd x höjd	380 x 220 mm (Active Small-ryggstöd)
Ryggvinkel	15° framåt, 12° bakåt
Höjdinställning av ryggstöd	100 mm
Armstödspad	80 x 260 mm
Armstödshöjd , justerbar	0–240 mm
Avstånd mellan armstöd , justerbart	380–480 mm
Underrede , storlek	550 x 550 mm
Stolens vikt	30 kg
Maxbelastning	160 kg
Rekommenderad användarvikt	50–145 kg
HMI-nummer	136812

*Standard är markerat med fetstil