

Sugslangset

För vakuumexereser

Sugslangset till sugkyrett

Sugslangsetet är utrustat med ett universellt kopplingsstycke som passar både flergångs- och engångssugflaskor. Slangen är både formstabil och smidig, och lämpar sig för användning med våra sugkyretter i storlekar från 4 till 12 mm.

Specifikationer:

- Slang: 2 m × 16 mm ytterdiameter
- Utrustad med handtag och flexibel manschett

Dubbla kopplingssystem

Gen 2-modellen bygger vidare på framgången från våra tidigare insamlingssystem och introducerar en förbättrad universalkoppling som ersätter både han- och honfästen. Detta förenklar lagerhanteringen och bidrar till en mer effektiv och smidig klinisk arbetsprocess.

Roterbart handtag

Slangen har ett unikt vridbart handtag med öppning för tryckreglering med skjutbar manschett. Handtaget är avfjädrat mot slangen och kan roteras 360°.

Miljöfakta

Sugslangsetet är tillverkat av pvc och är helt fritt från ftalater och latex.

**Ftalat-
& latexfri**



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS6102E	Sugslangset till Sugkyrett (16 mm x 2 m) han- och honkoppling	10 st	20 st