

Hudmarkeringspenna

Osteril enpatientspenna



Märkpenna, klar att använda

WriteSite® Jr skin marker är en osteril märkpenna för enpatientbruk som används preoperativt för att rita/markera på hud. Pennan är CE-märkt.

Bläck med hög tvättfasthet

Gentiana blått/lila bläck ger en väl synlig markering. Används endast på intakt hud. Skall ej användas på slemhinnor inklusive ögon eller i närheten av ögonen, då det kan orsaka irritation.

Miljöfakta

Pennan ligger förpackad om 100st/kartong.
Plastmaterialet i pennan är av polypropen och spetsen är tillverkad i polyester. Bläcket består av Gentiana violet och Isopropanol.
Pennan är fri från latex och PVC.
Kan vara farlig att förtära.

Förvaring

Temperatur 15-25°C
Luftfuktighet 40-50% RH



Art nr	Beskrivning	Avd förp
AS-2900BN	Hudmarkeringspenna WriteSite® Jr Skin Marker, osteril	100 st