


# Hantering av op-dukar

## Bag-It

### ”STERILT OMRÅDE”


- Kontrollera att material är intakt samt att röntgentråd finns



### KASTET


Före, under och  
efter operation  
kontrollräknas dukarna

- Vik duken med rtg.tråden  
utåt och lägg i



### BAG-IT

- Vik duken med rtg. tråden  
utåt och häng upp på



### Bukduksställning



—medical—  
Tillverkarvägen 5  
187 66 Täby  
Tel: 08-732 04 80  
Fax: 08-732 63 63  
www.lbmedical.se  
info@lbmedical.se