

Instrument Tray Pad

Instrumentunderlägg och instrumentskydd



Instrumentskydd/underlägg med många användningsområden

Skyddar instrumenten under rengöring/sterilisering

Utmärkt spets- och eggskydd

Lätt att klippa till önskad storlek

Avsedd för engångsbruk

Praktisk rulle i kartong

- Längd är 203 cm
- bredd 30 cm

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trpt förp
3114157	Instrumentunderlägg Tray Pad 2500-B Utan dispenskartong	1 rulle	15 rullar