

Hudmarkeringspenna

Osteril enpatientspenna

Märkpenna, klar att använda

Devon™ prep resistant skinmarker är en osteril, märkpenna för enpatientbruk som används preoperativt för att rita/markera på hud. Pennan är CE-märkt.

Bläck med hög tvättfasthet

Gentiana blått/lila bläck ger en väl synlig markering. Bläcket är giftfritt av mycket hög kvalité och med hög tvättfasthet. Bläcket innehåller ej alkohol. Spetsen ger skarpa kanter utan att smeta och markeringen förblir synlig även efter OP tvätt med alkoholbaserade ämnen.

OBS! Tillverkaren rekommenderar att pennan inte används i ansiktet eller på barn. Orsaken är att färgen sitter så bra att det krävs lätt skrubbande för att avlägsna den. Då det kan vara känsligare på barn och i ansiktet vill man alltså varna för det.

Skall ej användas på slemhinnor inklusive ögon, då det kan vara irriterande.

Miljöfakta

Pennan ligger förpackad om 100st/box i en enkel, tunn, genomskinlig förpackning av PVC, som tar liten plats och minimerar avfall.

Plastmaterialet i pennan är polypropen.

Pennan är fri från latex och PVC.

Tål att EO-sterilisera.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trpt förp
31146020	Hudmarkeringspenna Devon™ Surcigal Site Mini-Marker	100 st	200 st