

Devon™ kameraskydd

Sterilt engångsskydd & adapter
för kamera i OP-lampa



Kostnadsbesparande system

Devon™ OR Camera Light Cover består av flergångs lamphandtagsadapter och engångs kameraskydd. Detta innebär att man kan spara kostsam lagring, hantering, rengöring och sterilisering av vanliga lamphandtag/kameraskydd. Dessutom får kliniken en standard på alla operations- och lamphandtag med inbyggd kamera.

Låna lamphandtagsadapter GRATIS

Gäller vid ny upphandling och redan upphandlade lamphandtagsskydd

Adaptern är ett universell för permanent bruk och finns med olika fattningar som passar till flera kända operationslampor med kamera. Adaptern till handtaget lånar ni kostnadsfritt i det antal som behövs inom en avdelning/klinik eller sjukhus.

Trä på kameraskyddet

Kameraskyddet är engångs, sterilförpackat klart att använda. Öppna förpackningen och skruva fast det på adaptern. När operationen är klar skruvar man loss skyddet och kastar det.

Miljöfakta

Kameraskyddet är tillverkat av Polypropylene (PP) och Lexan 8010 film. Både skyddet och dess förpackningar är latexfria. Den enskilda produktförpackningen är tillverkad av polyeten. Avdelnings- och transportförpackningen är tillverkade av papp- respektive wellkartong av delvis återvunnet material.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Exempel på adapter, som är monterad på kamera



Beställ lamphandtagsadaptern så här

Eftersom lamphandtaget finns med infästningar för olika lampfabrikat, behöver vi uppgift om fabrikat/tillverkare och modell/typbeteckning. Vid leveransen upprättas ett enkelt avtal med uppgift om antal, modell etc. och att handtagen disponeras utan kostnad.

Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trpt förp
31140201	Lamphandtagsskydd OR Camera Light Cover	1 st	10 st
Art nr	Beskrivning		
31146896	Adapter Prismavision™ Zoom kamera		
31146897	Adapter ALM™ kamera		
31146898	Adapter Berchtold™ kamera		
31146899	Adapter Visium kamera		
31146900	Adapter Chromovision™ HR 24-650 N kamera		
31146901	Adapter Trumpf™ kamera		
31146902	Adapter Skytron™ kamera		