

Produktinformation

MiniMuffs® är speciellt framtagna för att skydda de små känsligaste barnen för höga ljudnivåer. Dessa hörselskydd sitter bekvämt runt barnets öron pga dess ovala form, mjuka material och hudvänliga hydrogelhäfta. Att minska ljudnivån genom att använda MiniMuffs® har kliniskt påvisats ge både längre sömnperioder och stabilare syresättning hos det sjuka nyfödda eller för tidigt födda barnet.

MiniMuffs®:

- reducerar ljudnivån med som minst 7 dB och ljudtrycksnivån med mer än 50%
- skyddar öronen vid behandling eller undersökningar som medför höga ljudnivåer
- är idealiska att använda, då de små patienterna behöver transporteras med ambulans, helikopter eller flygplan till rätt vårdnivå



Mått	
Innerbredd	2,9cm
Innerlängd	3,5cm
Innerhöjd	0,8cm

Referenser

- Salama, H. (2012) The Impact of Earmuffs on Vital Signs in a Neonatal Intensive Care Unit
Neonatology Today, Volume 7 / Issue 2, February 2012
- Brown, G. (2009) NICU Noise and the Preterm Infant.
Neonatal Network, 28(3): 165-173



Art nr	Beskrivning	Förp	Kommentar
40341	Natus MiniMuffs®	36st par	Bruksanvisning medföljer