

Produktinformation

autopress▶e är en automatisk tryckinfusor och kan användas i kombination med våra blod- och infusionsvärmare eller som en fristående anordning där vätskor behöver administreras under reglerat tryck. Modellen autopress▶e är dessutom utrustad med ett reservbatteri som tillåter 3 timmars drift utan elnät.

*Autopress finns även utan batteri.

Nyckelfunktioner

- Reglerat tryck
- Exakt tryckinställning tack vare elektronisk regulator
- Anpassad för tre olika storlekar av övertrycksmanschetter: 2 x 500, 2 x 1000 eller 2 x 3000
- Tryckbegränsat till 300 mmHg
- Upp till 3 timmar batteribackup
- Övertrycksmanschetterna kan tömmas snabbt och enkelt

Säkerhetsfunktioner

- Stängs av automatiskt om trycket överstiger önskat värde
- Stänksäker - IPX4
- Kontinuerliga självtest

Rengöring

autopress▶e får endast rengöras med icke aggressiva, vattenlösliga rengöringsmedel eller speciella rengöringsmedel för plast.

För desinfektion fungerar de vanligaste förekommande ytdesinfektionsmedel, som finns på Svenska sjukhus



Förvaring

Temperatur 10 - 40 °C
luftfuktighet 30 - 75 %

Art nr	Beskrivning	Storlek	Avd förp	Trpt förp
LG4000004	autopress▶e, automatisk tryckinfusor	100 x 230 x 180 mm 2,3 kg	1	1
Art nr	Förbrukningsartiklar engångs/enpatients		Avd förp	Trpt förp
JR2000500	Övertrycksmanschett för 500ml påse		1	1
JR2001000	Övertrycksmanschett för 1000ml påse		1	1
JR2003000	Övertrycksmanschett för 3000ml påse		1	1
Art nr	Förbrukningsartiklar flegångs		Avd förp	Trpt förp
JR5003000	tapMedic, övertrycksmanschett för 3000ml påse		1	1

Översikt

