

# Blade Shield™

Praktiskt hållare för skalpeller  
Steril, 1-stycksförpackad



## Förhindrar stick- och skärskador

Blade Shield™ är ett praktiskt hjälpmedel för att hålla ordning på skalpeller när dom inte används. När skalpellen inte används skall den stå i hållaren. Då är bladet och spetsen skyddad och man gör sig inte illa. Dessutom blir skalpellen lätt att ta eftersom den står upp och alltid finns på samma plats.

## Sätts fast med tejp

Blade Shield™ sätts fast på assistansbordet med hjälp av den självhäftande tejpens på undersidan. Enkelt och praktiskt.

## Skyddar assistansbordspåsen

Används Blade Shield™ sticker man aldrig hål på assistansbordspåsen vilket sparar extra material, arbete och pengar.

## Miljöfakta

Blade Shield™ är tillverkad av polystyren. Den är formstabil och har höga, raka kanter för optimalt stickskydd.

## Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trpt förp
31142576	Skalpellhållare Blade Shield™ 3593	12 st	8 x 12 st