

# Bubbelslang

Halvfabrikat på rulle



## Bubbelslang för egen anpassning; CE

Slangen är ett halvfabrikat som levereras högren på rulle. Från rullen kapar, anpassar och konfektionerar användaren/tillverkaren själv slangen till färdig produkt. Den passar till anslutningar med en diameter mellan 5-11 mm och kan användas i vaccum/undertryck upp till 560mm HG. Slangen är CE märkt - klass IIa - avsedd för engångsanvändning.

## Användningsområden

Avsedda huvudsakliga användningsområden är som syrgasslang, sug-, dränage-, kopplings- och anslutningslang i icke steriliserat eller steriliserat utförande.

## Material - tillverkning - förpackning

Slangen är tillverkad av ftalatfri polyvinylklorid. Slangens dimension kontrolleras och styrs under hela extruderingsfasen med laserteknik för jämn och verifierad kvalitet. Direkt efter extrudering (temp. ca 160°) och kylning förpackas slangrullen i en tät polyetenpåse. Innerpåsen skyddar slangrullen från partiklar och mikroorganismer under lagring och transport. Dessutom fungerar påsen som skydd mot lösa fibrer/fibersläpp från emballaget när slangen tas ur dispenserförpackningen, se bild. Tillverkningen sker under hygieniskt kontrollerade former.

**Ftalatfri**  
Enligt EU-direktiv  
2005/84/EC



## Kan steriliseras

Bubbelslangen kan också levereras sterilförpackad (EO gas), kapad i önskad längd. Kontakta oss vid behov.

## Förvaring

Temperatur 5-35°C

Luftfuktighet 30-70% RH

Art nr	Beskrivning mm	ID/YD mm	ID bubbla mm	Avd förp m
9343	Bubbelslang, grön	3/5	8	100
9373	Bubbelslang, grön	3/5	8	30
9345	Bubbelslang, transparent	5,5/8	11	100
9374	Bubbelslang, transparent	5,5/8	11	50
9375	Bubbelslang, transparent	5,5/8	11	30
9347	Bubbelslang, transparent	7/10	11	75
9376	Bubbelslang, transparent	7/10	11	50
9377	Bubbelslang, transparent	7/10	11	30

\*Bubbelavstånd: 90 cm

**mediman**<sup>®</sup>  
www.mediman.fi