

Identitetsband för barn/vuxna Utskrift med termoskrivare med låsknapp

Användningsområde

CompuBand® identitetsband är avsett att användas i direkttermoskrivare där patientdata tas direkt från journalsystemet för absolut högsta patientsäkerhet. Patientuppgifterna hämtas från er databas och trycket på bandet kan anpassas till användarens egen specifikation och tillgänglig programvara. Skrivaren använder direkttermoteknik och avkänning med "Black bar" vilket gör dem mycket driftsäkra utan trassel och helt utan annan förbrukning än id-bandet. CompuBand® identitetsband har även hål för avkänning.

Bandlåsning

Bandet görs med en säkerhetslåsknapp i plast. Efter förslutningen går den inte att öppna. Knappen levereras löst i erforderligt antal per förpackning.

Material

CompuBand® är tillverkat av polyeten och är lätt och starkt med hög draghållfasthet. Termotrycket håller sig skarpt och suddas inte ut över tid. Banden är PVC-fria, ftalatfria samt latexfria.

Förvaring

Temperatur 15-35°C
Luftfuktighet 40-50% RH



Ny triangelformad knapp




Beroende på vilket skrivarfabrikat och modell som används finns CompuBand® med olika spolning, spoldiameter och antal band per rulle. Kontakta oss för detaljerad information.

Banden nedan passar till skrivare PDC-2I

Nyhet!

för att tillmötesgå majoriteten av Compubands användare är nu bandet uppdaterat med hål på motsatt sida mot de föregående Compuband.

Behöver er befintliga skrivares sensor indexhål eller om ni har en Sato-skrivare - Kontakta oss så ska vi hitta en lösning



Banden och knapparna finns att få i fler färger. Kontakta oss för detaljerad information.

Art nr	Beskrivning	Patientgrupp/ storlek	Tryckyta för patient- info mm	Rullens inner-/ytter- diameter mm	Band- storl mm	Avd förp	Trpt förp
7023STC-11-PDM	CompuBand®, vit	barn/vuxna	79 x 19	38/144	B 19	500 st	4 x 500 st
7023STC-16-PDM	CompuBand®, röd	barn/vuxna	79 x 19	38/144	B 19	500 st	4 x 500 st
7023STC-17-PDM	CompuBand®, orange	barn/vuxna	79 x 19	38/144	B 19	500 st	4 x 500 st
7024STC-11-PDH	CompuBand®, vit	barn/vuxna	79 x 19	25/96	B 19	200 st	10 x 200 st
7029STC-11-PDO	CompuBand®, vit	barn/vuxna	79 x 19	25/126	B 19	350 st	2 x 175 st
7049STC-11-PDO	CompuBand®, vit, bred	barn/vuxna	100 x 29	25/127	B 29	350 st	2 x 175 st

CompuBand® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke