

# Hudmarkeringspenna

Steril engångspenna med dubbel märkspets,  
mätlinjal och etiketter



## Steril, klar att använda

Devon™ Skin Marker är en steril, engångs märkspenna för att preoperativt rita/markera på hud.

Devon™ Skin Marker är gammasteriliserad och 1-stycksförpackad i lättöppnad fläkförpackning. Pennan är CE-märkt.

## Bläck med hög tvättfasthet

Gentiana blått/lila bläck ger en väl synlig markering utan tatuerande effekt. Bläcket är giftfritt av mycket hög kvalitet och med hög tvättfasthet. Bläcket innehåller ej alkohol.

Pennans har dubbla märkspetsar i var sin ände. Ena spetsen är speciellt utformad för att kunna rita mycket tunna linjer. Spetsen ger skarpa kanter utan att smeta.

- Storlek tunn märkspets: 0,4mm
- Storlek bred märkspets: 0,7mm

## Praktisk mätlinjal och etiketter

I varje produktförpackning finns en mätlinjal med både inches och metrisk gradering.

- Artikel 31145934 innehåller även 9 st etiketter.  
Etikettstorlek 1,2 x 5 cm



## Miljöfakta

Plastmaterialet i pennan är polypropen. Både pennan och dess förpackningar är fria från latex och PVC.

## Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH

Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trpt förp
31145934	Hudmarkeringspenna Devon™ Skin Marker 158-RL Dubbel märkspets. Linjal och 9st etiketter	25 st	100 st (4 x 25 st)
31145560	Hudmarkeringspenna Devon™ Skin Marker 158-R Dubbel märkspets. Linjal	25 st	100 st (4 x 25 st)