

Hudmarkeringspenna

Steril engångspenna med extra fin märkspets,
mätlinjal och etiketter

Steril, klar att använda

Devon™ Skin Marker är en steril, engångs märkpena för att preoperativt rita/markera på hud. Devon™ Skin Marker är gammasteriliserad och 1-stycksförpackad i lättöppnad fläckförpackning. Pennan är CE-märkt.

Bläck med hög tvättfasthet

Gentiana blått/lila bläck ger en väl synlig markering utan tatuerande effekt. Bläcket är giftfritt av mycket hög kvalitet och med hög tvättfasthet. Bläcket innehåller ej alkohol. Pennans spets är speciellt utformad för att kunna rita mycket tunna linjer. Spetsen ger skarpa kanter utan att smeta.

- Storlek märkspets: 0,5mm

Praktisk mätlinjal och etiketter

I varje produktförpackning finns en mätlinjal med både inches och metrisk gradering.

- Artikel 31145843 innehåller även 9st etiketter.
Etikettstorlek 1,2 x 5 cm.

Miljöfakta

Plastmaterialet i pennan är polypropen. Både pennan och dess förpackningar är fria från latex och PVC.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trpt förp
31145843	Hudmarkeringspenna Devon™ Skin Marker fin spets 151-RL Linjal på korken, linjal och 9st etiketter	25 st	100 st (4 x 25 st)
31145892	Hudmarkeringspenna Devon™ Skin Marker fin spets 151-R Linjal på korken och linjal	25 st	100 st (4 x 25 st)