

Sugkyrett

och sugslang-set för vacuumexereser



Sugkyrett för abort

Engångs sugkyrett, fabrikat mediman®

Strålsteriliserad

Material: ABS

Latex- och PVC-fri

Steril, 1-stycksförpackad

Transportkartong 40st

MBE 40st

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH

Sugslang-set för abortkyrett

Engångs sugslang-set, fabrikat mediman®

Fullt roterbart handstykke med vacuumkontroll

Strålsteriliserad

Kopplingsstycke 11-12mm

Material: PVC

Latex- och Ftalatfri

Steril 1-stycksförpackad


Transportkartong 2m: 10st

Transportkartong 3m: 15st

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Art nr	Beskrivning	Avd förp	Trpt förp
9810	Sugkyrett mediman® 10mm rak	40 st	40 st
9812	Sugkyrett mediman® 12mm rak	40 st	40 st
9807C	Sugkyrett mediman® 7mm böjd	40 st	40 st
9810C	Sugkyrett mediman® 10mm böjd	40 st	40 st
9812C	Sugkyrett mediman® 12mm böjd	40 st	40 st
9802	Sugslangset mediman® 11 x 16mm, längd 2m	10 st	10 st
9803	Sugslangset mediman® 11 x 16mm, längd 3m	15 st	15 st