

Veri-Color®

Identitetsband med
knapplåsning och isticksetikett



Användningsområde

Veri-Color® identitetsband med isticksetikett finns i flera olika storlekar och passar till små och tidigt födda barn (prematurer), större barn, ungdomar och vuxna.

Bandlåsning

Bandlåsningen görs med hjälp av en säkerhetslåsknapp i plast. När knappen har stängts går den inte att öppna igen.

Överföring av patientdata

Överföringen av patientdata till etiketten görs manuellt.

Material

Veri-Color® är tillverkat av polyvinylklorid och är ftalatfri. Bandet är mycket mjukt med väl avrundade kanter och har en ficka för isticksetikett.

Den del av bandet som ligger mot huden är korrugerad vilket ger minsta möjliga kontakt med huden och sörjer för maximal ventilation. Det gör bandet bekvämt att bära även under mycket lång tid.

Etiketter



Etiketterna är lätt vattenavvisande.

Ett block etiketter medföljer i varje förpackning.

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH



Art nr	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Mått etikett mm	Avd förp	Trpt förp
110-10-PDJ	Veri-Color, transparent	Nyfödda, prematurer	55 x 16	250 st	20 x 250 st
110-11-PDJ	Veri-Color, vit	Nyfödda, prematurer	55 x 16	250 st	20 x 250 st
120-10-PDJ	Veri-Color, transparent	större barn/ungdomar	63 x 22	250 st	4 x 250 st
140-11-LBJ	Veri-Color, vit	Vuxna	87 x 22	250 st	8 x 250 st
140-16-LBJ	Veri-Color, röd	Vuxna	87 x 22	250 st	8 x 250 st
140-10-LBM	Veri-Color, transparent	Vuxna	90 x 22	500 st	6 x 500 st
140-11-LBM	Veri-Color, vit	Vuxna	90 x 22	500 st	6 x 500 st
142-10-PDM	Veri-Color, transparent	Vuxna (extra bred)	90 x 28	500 st	6 x 500 st

Veri-Color® - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke