

# nomag®IC ADVANCED

Kuvössystem för MR-diagnostik



## Bibehållen säkerhet för de minsta

nomag®IC ADVANCED är ett kuvössystem för spädbarn för tillfällig användning under MR-undersökningar. Det levereras med en särskild vagn för transport inom sjukhuset.

Undersökningar, som kräver magnetkamera går nu att göra på de allra minsta patienterna med bibehållen säkerhet och specialkonstruerade spolar för optimal bildkvalitet. Barnet förbereds redan på avdelningen och läggs till rätta i MR-kuvösen. Behovsanpassad omgivningstemperatur och fuktnivå optimerar skyddet för barnet under transport och undersökning.

- ☀ Risken för hypotermi och vätskeförluster minimeras
- ☀ Värme och fukt regleras efter barnets behov
- ☀ Behovet av sedering minskar och rutinmässig anestesi reduceras kraftigt
- ☀ Optimerat arbetsflöde
- ☀ Fler undersökningar kan göras på kortare tid

## Funktionella förbättringar

nomag®IC ADVANCED är den nya generationens kuvössystem för MR-diagnostik.

- ☀ Uppdaterad neonatalhuvudsople, nu med **16 kanaler** och skåra för ventilatorslangar
- ☀ Bredare patientbädd
- ☀ Förbättrad åtkomst till barnet
- ☀ Lägre ljudnivå inne i kuvösen
- ☀ Enklare att rengöra
- ☀ Lägre vikt på systemet



## Uppfyller de högsta kraven

Tack vare dess individuella temperatur- och luftfuktighetsreglering och minskat behov av anestesi uppfyller kuvössystemet nomag®IC ADVANCED för MR-diagnostik de högsta kraven som ställs inom neonatalvården

- ☀ nomag®IC ADVANCED är kompatibel med MR-system från ledande tillverkare.



# nomag®IC ADVANCED

Kuvössystem för MR-diagnostik



## Tillbehör



1



2



3



4

## 1. Spol design NHAC 16

Centeringsmärke

Utskäring för ventilatorslangar

16 kanaler:  
inbyggda  
loopantennar

NYHET

Handtag

Fönster

Skydd för NHAC-  
elektronik(1 of 2)

kabelingång

## 2. Huvudspole, neonatal (NHAC 8)



## 3. Kroppsspole(neonatal)




1. Huvudspole, neonatal 16K för 1,5 / 3,0T
2. Huvudspole, neonatal 8K för 1,5 / 3,0T
3. Kroppsspole, neonatal för 1,5 / 3,0T
4. MR-kompatibel sugutrustning

# nomag®IC ADVANCED

Kuvössystem för MR-diagnostik



nomag® TR



[www.lmt-medicalsystems.com](http://www.lmt-medicalsystems.com)

# L&B MEDICAL AB

Kvalité, Omtanke & Säkerhet

## ID, Operation & Hygien



## Hjälpmedel



## Neonatal



VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS MED DINA FRÅGOR

DU NÅR OSS

MÅNDAG - TORSDAG 08.00 - 17.00

FREDAG 08.00 - 15.00

LUNCHSTÄNGT 12:00-12:45

08-732 04 80

[info@lbmedical.se](mailto:info@lbmedical.se)

[www.lbmedical.se](http://www.lbmedical.se)

